


Termômetro

Clínico Digital Termomed 1.0 Kids

Incoterm



- A - Compartimento da Pilha
- B - Liga/Desliga
- C - Visor LCD
- D - Sensor

Pensando no conforto e praticidade na tomada de temperatura de seu bebê, a Incoterm apresenta o TERMO MED 1.0 linha KIDS - termômetro clínico digital acompanhado de um mascote. Um produto com a garantia de qualidade Incoterm, oferece precisão na medição da temperatura de forma rápida, possui verificação e aprovação do Inmetro. Além dos termômetros coloridos que combinam com o enxoval, a linha TERMO MED 1.0 KIDS apresenta amiguinhos para acompanharem seu bebê na hora da medição da temperatura. São acessórios atóxicos feitos em vinil altamente resistentes e estão disponíveis em 3 modelos colecionáveis. Possuem certificação de segurança conforme NBR 300/2002.

Para seu uso em completa confiança e eficácia, leia com atenção o manual de instruções presente no interior do estojo plástico.

Mantenha este instrumento em local adequado para que possa consultá-lo sempre que necessário. O instrumento não é um brinquedo!

Instruções de como montar:

Fig 01/02 - Os bonecos têm uma cavidade na parte inferior para introdução do termômetro.

Fig 03 - O limite de introdução




Fig. 01

Fig. 02




Fig. 03



Faixa de medição/uso: 32°C a 42°C

Resolução: 0,1°C

Erro máximo de Indicação: ± 0,2°C

Temperatura de armazenamento/transporte: -20°C a 50°C

Função auto-desligamento: Após 10 minutos

Alimentação: 01 pilha de 1,5 Volts LR41, tipo botão

Vida útil de: 250h ou até 1.000 usos

Dimensões aprox: 126x18,5x10mm

Peso do termômetro: 9,6g

Peso bruto: 50g

NÃO CONTÉM MERCÚRIO.



VALIDADE INDETERMINADA

O instrumento contém peças pequenas, em crianças acompanhe a medição. Mantenha este instrumento em local seguro e longe do alcance de crianças.

Precauções, restrições, armazenamento e instruções de uso - Vide manual de instruções

Resp. Técnico: Diego Zandoná Nardin / CRQ: 05202514

Portaria Inmetro nº: 140 de 31/05/2007 - ANVISA nº: 10343209014

PRODUTO NÃO ESTERILIZÁVEL

42332.1

Importado por: Incoterm Indústria de Termômetros LTDA
Av. Eduardo Prado, 1670 - Porto Alegre/RS | CEP 91751-000 - CNPJ 87.156.352/0001-19
Tel.: 51 - 3245.7100 | Fax.: 51 - 3248.1470
www.incoterm.com.br



Origem: Cotronic Technology Ltd / Shatin, China