



A INCOTERM garante a qualidade deste produto e firma o compromisso do atendimento em garantia, bem como a troca incondicional do mesmo caso detectados e comprovados defeitos de fabricação. Esta garantia é válida pelo período de 06 (seis) meses a partir da data da compra e mediante apresentação de nota fiscal. Qualquer intenção de reparo por pessoas não autorizadas implicará na perda da garantia.

Resp. Técnico: Diego Zandona Nardin / CRQ/RS: 05202514
Declarado isento de registro pela ANVISA/MS
Número de cadastro ANVISA: 1034320056
Validade: 3 anos

Importado por: Incoterm Soluções em Medição LTDA.
Av. Eduardo Prado, 1670 - Porto Alegre/RS | CEP: 91751-000 | CNPJ: 87.156.352/0001-19
Tel.: 51 3245.7100 | Fax: 51 3248.1470
www.incoterm.com.br



Origem: Wuxi Wemade Healthcare Products Co.,Ltd ADDRESS: Nº 1060
ANTAI 3 ROAD AN TOWN XISHAN DISTRICT, WUXI 214105 CHINA

Rev 005_12/2023_MKT/PNM

S-BAN-0160.00

Protape Bandagem Rígida Esportiva Incoterm



Foto meramente ilustrativa

MANUAL DE INSTRUÇÕES



Desenvolvida 100% em algodão, livre de látex, a **Protape Bandagem Rígida Esportiva Incoterm** é uma bandagem rígida adesiva com a alta resistência a tração, excelente aderência e oferece comodidade no manuseio para cortar com a própria mão.

Características

- Não contém látex;
- Não possui medicamento em sua composição;
- Proporciona suporte e compressão;
- Fácil de rasgar e aplicar;
- Não é a prova d'água.

Para usar em:

Adicionar suporte ou restringir a amplitude de movimentos nos músculos e articulações de atletas. São utilizadas em casos de instabilidade articular, desequilíbrios musculares, entorses e subluxações, auxiliando na prevenção ou cura de lesões relacionadas ao esporte.

Como aplicar:

1. Verifique se a pele está limpa e seca.
2. Pegue o rolo em uma mão e puxe a ponta com a outra mão.
3. Aplique na área desejada.

Para uma melhor experiência, utilize também a **Protape Pré Bandagem em Espuma Incoterm**. Própria para aplicação entre a pele e a bandagem rígida esportiva Incoterm, evitando irritação e desconforto.

Informações Técnicas

- Comprimento: 13,7m.
- Largura: 5cm.
- Adesivo: cola adesiva de óxido de zinco.
- Composição: 100% Algodão.

Cuidados e Advertências

- Não aplicar sobre regiões inflamadas, machucadas ou com pele sensível.
- Não aplicar sobre celulite ou infecções ativas.
- Não utilizar em atividades aquáticas.
- Em caso de desconforto e reação adversa, interrompa imediatamente o uso da bandagem e procure ajuda profissional.
- O uso prolongado pode causar reações alérgicas em pessoas com pele sensível. Recomenda-se a substituição da bandagem de acordo com a orientações dos profissionais.
- Pessoas com pele sensível à composição do produto podem apresentar reações alérgicas. Neste caso interrompa o uso imediatamente.