

MINI BAND

FAIXA ELÁSTICA
DE EXERCÍCIOS

MANUAL DE INSTRUÇÕES

INDICAÇÃO DE USO E FINALIDADE

As faixas mini Band elásticas auxiliam no fortalecimento e resistência dos músculos e articulações, melhoram a coordenação motora e habilidades funcionais, auxiliam no aumento da mobilidade, flexibilidade e força, em caso de: reabilitação de lesões; tratamento pós-operatório de traumas e lesões; treinamento esportivo. Podem ser utilizados para exercícios em: fisioterapia (cinesioterapia), terapia ocupacional, ortopedia, medicina do esporte, pediatria, geriatria, neurologia, medicina do trabalho, educação física, cuidados intensivos e terapia domiciliar.

PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO

Possuem sistema de resistência progressiva caracterizada por 5 cores com níveis crescentes de dificuldades.

MODO DE USO

Conforme orientação profissional. Pode ser usada em exercícios de pernas, braços, abdômen, peitoral, glúteos, ombro, costas e muito mais. Os exercícios variam de acordo com sua necessidade tendo como funcionalidade base o processo de esticar a faixa e promover resistência (força contrária ao movimento), quanto maior a amplitude e resistência da faixa mais difícil o movimento.

MODELO	ESPESSURA	RESISTÊNCIA	ESPECIFICAÇÃO
VERDE	0,35 mm	4,5 Kg	Super leve (X-light)
AZUL	0,5 mm	6,8 Kg	Leve (Light)
AMARELO	0,7 mm	9,0 Kg	Médio (Medium)
VERMELHO	0,9 mm	13,6 Kg	Pesado (Heavy)
PRETO	1,1 mm	18,1 Kg	Super pesado (X-heavy)



A INCOTERM garante a qualidade deste produto e firma o compromisso do atendimento em garantia e assistência técnica, bem como, a troca incondicional do mesmo caso sejam detectados e comprovados defeitos de fabricação. Esta garantia é válida pelo período de 06 (seis) meses a partir da data da compra e mediante apresentação de nota fiscal. Qualquer intenção de reparo por pessoas não autorizadas implicará na perda da garantia.

Resp. Técnico: Diego Zandona Nardin / CRQ/RS: 05202514
Número de notificação n° 10343200054



Importado por: **Incoterm Soluções em Medição LTDA**
Av. Eduardo Prado, 1670 • Porto Alegre/RS | CEP: 91751-000 | CNPJ: 07.156.352/0001-19
Tel: 51 3245.7100
www.incoterm.com.br



Origem: Origem: Wuxi Womade Healthcare Products Co.,Ltd ADDRESS:No 1060 ANTAI 3 ROAD AN TOWN XISHAN DISTRICT,WUXI 214105

Rev 005_2/2024_MKT/PNM